


IPRO / info

Informationen zu IPRO - Primary Eyecare



Der ideale Partner bei Ihrer Sehberatung: mit IPRO-Primary Eyecare können Sie Ihre Untersuchungen professionell dokumentieren.

Die Software für Spezialisten und Optometristen.

IPRO-Primary Eyecare (IPEC) ist eine Optometrie-Software, die Sie bei der gründlichen Sehberatung Ihrer Kunden optimal unterstützt. Die Software wurde für Augenoptiker entwickelt, die ihren Kunden eine umfassende optometrische Betreuung anbieten wollen.

Geistige Väter dieser EDV-Lösung sind **Samuel Heinz Dremmel, Fritz Fischl und Alain Shriqui**, die selbst als Optometristen in Deutschland und in der Schweiz tätig sind. Sie haben bereits vor einiger Zeit erkannt, dass eine Dokumentationshilfe in Form von **IPEC** sinnvoll ist und haben dieses einmalige Programm entwickelt.

Von der Anamnese bis zum fertigen Ergebnisprotokoll.

IPEC verwaltet alle notwendigen Kundeninformationen und führt Sie durch die Untersuchung. Sie sammeln mit der individuellen Anamnese wichtige Informationen zur

Augengeschichte und zum allgemeinen Gesundheitszustand Ihres Kunden und halten diese fest. Protokollieren Sie die durchgeführten Augenfunktionsprüfungen, Refraktionswerte und Keratometerwerte. Eine Dokumentationsmaske zur Binokularität kann Ihnen optisch Veränderungen im Binokularsehen Ihres Kunden im Verlauf einer Versorgung aufzeigen. Dokumentieren Sie Ihre Low-Vision-Beratungen und halten Auffälligkeiten der vorderen Augenabschnitte bei einer Kontaktliniensversorgung fest.

Mit der Dokumentation der Messergebnisse hört es aber nicht auf. Das Programm bietet die Möglichkeit, anhand vordefinierter Grenzwerte die verschiedenen Messungen auszuwerten. Bei Auffälligkeiten haben Sie die Möglichkeit, auf Knopfdruck schriftliche Informationsberichte für den Kunden und Überweisungsberichte für den Augenarzt zu erstellen.

Unser Angebot für Sie

IPRO bietet **IPEC** als Stand-alone-Lösung allen interessierten Augenoptikern und **IPRO**-Anwendern an. Das Programm incl. eintägigen Intensivseminar in Leonberg und wöchentlichen Internetchat kostet 5950.- DM zzgl. Mehrwertsteuer.

Möchten Sie **IPEC** kennenlernen, können Sie die **IPEC-Demoversion** anfordern. Nähere Informationen zu Preisen und zur Demo finden Sie auf der letzten Seite.

IPRO-Primary Eyecare unterstützt Sie mit einem durchdachten Screening-Schema optimal bei Ihrer Tätigkeit als Sehberater. Nutzen Sie Ihr fachliches Können in Kombination mit dieser effizienten Software zur optimalen Versorgung Ihrer Kunden und erreichen eine noch höhere Kundenbindung für Ihr Geschäft.

SPEZIELL

PROFESSIONELL

ANALYTISCH

Schröder Alexander, 11.05.2001, Prüfung, erste generelle, Sehbeschwerden

Person

Profil

Herr Dipl. Ing. Alexander Schröder

Beruf: Dipl. Ing. Augenoptik

Alter: 29 Jahre

Hobby: Sport allgemein

Versicherung: GBEK

Versicherungsnummer: 123456

Augen

12.11.99

Augenarzt

Allgemein

04.05.00

Hausarzt

Medikamente:

keine Medikamente

Allergien:

Heuschnupfen

Kartei

Datum	Info	Aktivität	Hauptbeschwerden
11.05.2001			Prüfung, erste generelle Sehbeschwerden

Kundenübersicht

Der Einstieg in IPEC

Nach der Installation rufen Sie **IPRO Primary Eyecare** aus dem Ordner **IPEC** auf. Beim erstmaligen Starten müssen Sie Ihren Firmennamen, Ihre Anschrift und Ihre Mehrwertsteuer-Nummer eintragen. Es öffnet sich nun das Programm.

Kunden anlegen oder aufrufen.

IPRO Primary Eyecare

Carte Boordaten Neu Test Stammdaten Sonstiges Fenster 2

Adresse suchen/erfassen

Suchen/erfassen

Name:

Vorname:

Name	Vorname	Ort	Geb. Datum	Nr.
Ackermann	Julia	Leonberg	11.03.68	1

Kunden verwalten.

Wollen Sie einen neuen Kunden anlegen oder einen vorhandenen Kunden aufrufen, so gibt es zwei Wege. Nutzen Sie den **Button** oder gehen über **Kartei > Öffnen/ Neu**. Nun geben Sie den Namen des Neukunden ein und erfassen ihn, oder markieren den gewünschten Kunden durch Einfachklick mit der linken Maustaste und rufen ihn mit dem Button **OK** auf. Es öffnet sich die Übersicht des Kunden und Sie können nun die persönlichen Angaben auf dem Blatt **Adresse** ergänzen.

Neue Kartei und Dokumentationsmasken erzeugen.

Das Anlegen neuer Karteikarten und Dokumentationsmasken funktioniert nach dem gleichen Schema. Gehen Sie mit dem Mauszeiger über **Kartei** und drücken die rechte Maustaste. Es

Müller Friedrich, 14.05.2001, Kartei

Person

Müller Friedrich

Übersicht

Adresse

Kartei

14.05.2001,

11.05.2001,

Augengeschichte

14.05.2001,

11.05.2001,

Allg. Geschichte

Extern 1

Mehrere Aufträge in der Kundenübersicht.

öffnet sich ein Kontextmenü, bei dem Sie **Neu** mit Mausklick bestätigen und sich eine neue Kartei öffnet. Nun können Sie für alle Untersuchungs-bereiche neue Dokumentationsmasken anlegen. Liegt eine Kartei oder Dokumentation vor, befindet sich ein Pluszeichen vor der gelben Karteikarte. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf dieses Pluszeichen, so öffnet sich die Kartei und Sie sehen alle vorhandenen Einträge. **IPEC** speichert die Karteikarten chronologisch und alle dazugehörigen Untersuchungen in den jeweiligen Untersuchungsordnern. **Wichtig:** Jeder Kartei können Sie natürlich nur je eine Dokumentationsmaske zuordnen. Karteikarte und Dokumentationsmasken können Sie mit Maus und Tastatur zügig ausfüllen. Sie brauchen auch nur die Untersuchungen dokumentieren, die Sie bei Kunden durchgeführt haben.

Drop-Down-Menüs erleichtern die Eingabe.

Sie haben bei vielen Eingaben die Möglichkeit, aus einer Auflistung von Möglichkeiten die richtige auszuwählen und sparen so Zeit bei der Eingabe. Einfach auf das schwarze Dreieck klicken und einen Eintrag auswählen. Diese aufgelisteten Einträge können Sie nach belieben ergänzen oder auch ändern. Sie finden die Auswahl in der Menüleiste **Stammdaten > Allgemeine Daten und Tests**.

Standard

Standard

central scotoma

standard, aber rot

keine Linien


Metamorphosie w/s

Metamorphosie s/w


Juxta central

Auffälligkeiten im Bild festhalten.

Bei den meisten Grafiken können Sie Besonderheiten wie Hornhautnarben oder lokalisierte Gesichtsfeldausfälle durch eine Handskizze in der Grafik festhalten. Durch Doppelklick mit der linken Maustaste auf die Grafik öffnet sich diese vergrößert und Sie können mit verschiedenen "Werkzeugen" Auffälligkeiten skizzieren. Bevor Sie schließen, müssen Sie die Skizze speichern und können sie ausdrucken.



Dokumentation des vorderen Augenabschnitts



Dokumentation des hinteren Augenabschnitts

Bringen Sie die Ergebnisse zu Papier

IPEC unterstützt Sie nicht nur während der Untersuchung. Sie haben die Möglichkeit, die voreingestellten Grenzwerte bei den unterschiedlichen Tests individuell einzustellen. Anhand der Grenzwerte kann **IPEC** automatisch die Messwerte auswerten. Per Knopfdruck können Sie sich am Ende einer Untersuchung Berichte für den Kunden und Augenarzt erstellen lassen. Durch individuelle Textbausteine und protokollierten Ergebnissen ersparen Sie sich aufwendige Berichterstellung.

Kopie ergoht an Herrn Dr. Herbert Meier, Augenarzt FMH Herr Dipl. Ing. Hans Meier Weherring 160 9493 Mauren St. Gallen, 21. 09. 2000	Kopie ergoht an Herrn Dr. Herbert Meier, Augenarzt FMH Herr Dr. Josef Gassner Augenarzt FMH, Berstweg 56 8989 Bludenz St. Gallen, 21. 09. 2000
Optometrische Abklärung vom 21. 09. 2000 Sehr geehrter Herr Dipl. Ing. Meier, vielen Dank für das Vertrauen, das Sie uns als Spezialisten der primären Augenkrankheiten. Die optometrische Prüfung Ihrer Sehfunktion ist eine von uns gepflegte Dienstleistung, die dazu dient, Sie bestmöglich beraten und versorgt. Das Ergebnis unserer Untersuchung kann jedoch manchmal dazu führen, dass eine medizinische Abklärung weiterempfehlen. Zur genaueren Bestimmung Auffälligkeiten und Feststellungen empfehlen wir den Besuch eines/r Augenarztes.	
Hauptbeschwerden: Sehbeschwerden Anamnese: Symptome Primär: Sehstufenprobleme: seit 1 Jahr verschwommene Fernsicht Persönliche, allgemeine Geschichte: Diabetes: seit 9 Monaten, Hypertonie: gegenwärtig wieder normal >> Medikamente Medikamente: Tabletten gegen Bluthochdruck Screening: Farbsehen: OU Testmethode > Ishihara < Amster Chart Nr. 6: Gesichtsfeld einschränkung OS, Quadrant OS: TO AC/A - Quotient: hoch Horizontal-binokulare Anomalie: convergence excess Differenz der horizontalen Cup-Durchmesser: 0.4 (>0.2) Arterien/Venen-Verhältnis OD: 1/3	

Individueller Untersuchungsbericht für den Kunden und Augenarzt

Nutzen Sie die Dokumentation zur Binokularität, um zeitliche Veränderungen festzuhalten. Mögliche Veränderungen z.B. aufgrund von Sehtrainings werden im Bild sichtbar.

Dokumentationsmaske zur Binokularität

Installation der Software

- Beenden Sie alle Anwendungen, bevor Sie das Setup-Programm ausführen, bzw. die Installation-CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk einlegen.
- Legen Sie die CD-ROM in Ihr Laufwerk ein. Das Installationsprogramm für IPEC wird automatisch gestartet. Für die manuelle Ausführung des Installationsprogramms verwenden Sie den Befehl AUSFÜHREN (im Startmenü von Win 95/98 und Win NT 4.0). Geben Sie in der Befehlszeile x:setup.exe ein (x muss durch den Buchstaben des CD-ROM-Laufwerks ersetzt werden). Für die Installation unter Win 2000 und Win NT sind Admin-Rechte notwendig.
- Die weitere Installation verläuft selbsterklärend!

Hinweise für einen reibungslosen Ablauf und eine uneingeschränkte Funktionalität der Software

- Abhängig vom Betriebssystem müssen verschiedene Systemkomponenten aktualisiert werden. Nach der Aktualisierung der Systemkomponenten muss das System neu gestartet werden, anschliessend wird das Setup-Programm automatisch wieder aufgenommen. Wählen Sie nach dem Neustart wieder die gleichen Pfade wie zuvor.
- Während der Installation werden Sie aufgefordert, einen Datenbankpfad auszuwählen. In diesem Verzeichnis und dem Unterverzeichnis IMG werden alle Daten abgelegt, die gesichert werden müssen, bevor das Programm deinstalliert/neu installiert wird. Besteht im angegebenen Verzeichnis bereits eine Datenbank, so wird diese NICHT ersetzt.
- Für die Funktionalität der Standard-Ausdrucke muss mind. ein Drucker installiert sein.
- Nach der Erfassung von fünf Kunden wird eine Registrierung der Software erforderlich. Setzen Sie sich diesbezüglich mit **IPRO** unter **+49 (07152) 9333-0** in Verbindung.

Sie haben mein Interesse an *IPEC* geweckt:

- ☐ Ich bestelle hiermit *IPEC* zum Preis von DM 5.950,- zuzüglich Mwst. In dem Preis ist das Programm, ein eintägiges Intensivseminar und ein wöchentlicher Internetchat enthalten.
Bitte vereinbaren Sie einen Installationstermin.
- ☐ Neben dem Softwareangebot bin ich auch an geeigneter Hardware interessiert. Ich bestelle die IPRO-Workstation zum Preis von 3.950,- zuzüglich Mwst. Das Hardwareangebot umfasst einen leistungsfähigen Computer, ISDN-Karte, Netzwerkkarte und Monitor.
- ☐ Ich würde gerne *IPEC* kennenlernen. Bitte senden Sie mir die Demoversion zu. Sie umfasst alle Leistungsmerkmale von *IPEC*, ist allerdings auf 5 Kundeneingaben beschränkt. Halten Sie mich über weitere Entwicklungen auf dem Laufenden.

Firma

Firmenstempel

Kundennummer

Ansprechpartner

Unterschrift (nur bei Bestellung)

Anschrift